

LINHA

# Hospitalar

- FRASCOS E DRENOS
- DRENOS DE TÓRAX
- IRRIGADORES
- EXTENSÕES
- COLETORES
- OUTROS

A Zammi está entre as maiores empresas de saúde do Brasil e seus produtos são utilizados nas principais redes de hospitais e clínicas do país.

A empresa possui um avançado parque industrial com centro de pesquisa destinado ao aprimoramento constante dos processos de produção e desenvolvimento de produtos que atendam aos mais rigorosos critérios de qualidade, segurança e tecnologia.

Entre os pilares que viabilizaram essa trajetória de sucesso, está o cuidado e dedicação aos profissionais de saúde, pacientes e colaboradores.



## HISTÓRICO

### 40 ANOS DE EXPERTISE EM PRODUTOS PARA SAÚDE.

A ZAMMI iniciou suas atividades em 1979, quando os oxigenadores eram de aço e reutilizados, sendo a pioneira no Brasil na fabricação e comercialização de oxigenadores descartáveis para cirurgia cardíaca. Nos anos 80, a ZAMMI ampliou sua linha de produtos para Cirurgia Cardíaca e desenvolveu a Linha Hospitalar, com produtos criados a partir da necessidade de quem manuseia e para maior segurança do paciente.

Durante décadas a ZAMMI se dedicou exclusivamente a essas duas linhas, desenvolvendo e comercializando produtos de alta qualidade e tecnologia, o que levou a empresa a ter um reconhecimento internacional. Com foco na pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores ampliou sua área de atuação, desenvolvendo as linhas de Terapia Intensiva e Cirurgia Torácica.



# ÍNDICE

## FRASCOS E DRENOS

04

- » Avazamm
- » Broncozamm
- » Drenosuczamm
- » Multizamm
- » Multizamm Eco
- » Sterzamm
- » Zammivac

## DRENOS DE TÓRAX

10

- » Drenozamm
- » Pleurozamm
- » Torozamm

## IRRIGADORES

12

- » Artrozamm
- » Irrigazamm C
- » Perfuzamm

## EXTENSÕES

14

- » Extensão para Centro Cirúrgico
- » Extensão para Lipoaspiração
- » Extensão para Videolaparoscopia
- » Oxizamm

## COLETORES

16

- » Urozamm DH
- » Urozamm Star
- » Urozamm Top

## OUTROS

18

- » Caneta de marcação cirúrgica

# AVAZAMM



## INDICAÇÃO

- Aspiração das vias aéreas através de cateter de aspiração, sistema fechado de aspiração ou broncoscopia.
- Aspiração gástrica ou enteral através de endoscopia ou colonoscopia.

## DESCRIÇÃO

- Frasco rígido de PVC cristal, graduado em 50/50ml.
- Disponível em 250ml, 500ml, 1.000ml e 2.000ml.
- Válvula antirreflujo com filtro bacteriológico.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO ou não estéril.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1408	KIT AVAZAMM 250ml	E, SV, Paciente 3/16" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 0,80m	10216350091	40
1425	KIT AVAZAMM 2000ml AR PLUS	NE, V, Paciente 1/4" x 3,0m, Vácuo 3/32" x 0,80m	10216350070	10
1440	KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS	E, V, Paciente 1/4" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 0,80m	10216350091	20
1442	KIT AVAZAMM 1000ml 3 VIAS AR PLUS	E, V, Paciente 1/4" x 1,50m (em Y), Vácuo 1/4" x 0,20m	10216350091	15
1444	KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS	NE, V, Paciente 3/16" x 1,20m, Vácuo 3/16" x 0,50m	10216350070	25
1447	KIT AVAZAMM 1000ml 2 VIAS AR PLUS	E, V, Paciente 1/4" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 1,50m	10216350091	15
1485	KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS	E, V, Paciente 3/16" x 2,50m, Vácuo com alça amarrada	10216350091	15
1492	KIT AVAZAMM 500ml AR PLUS	NE, V, Paciente 3/16" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 0,80m	10216350070	30
1495	KIT AVAZAMM 500ml AR PLUS	E, V, Paciente 3/16" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 0,80m	10216350091	25

SV      Sem Válvula  
 E      Estéril  
 NE      Não estéril  
 V      Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

## BRONCOZAMM



### INDICAÇÃO

- Coleta de amostra de secreção traqueal e/ou lavado broncoalveolar por meio de aspiração direta ou broncoscopia.

### DESCRIÇÃO

- Frasco coletor de PVC cristal, graduado a cada 10 ml.
- Capacidade de 120 ml.
- Acompanha etiqueta adesiva para identificação do paciente e da amostra coletada.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRÍÇÃO	ANVISA	CAIXA
1451	BRONCOZAMM	Broncozamm 120ml e 0,15m	10216350096	5/20/40

## DRENOSUCZAMM



### INDICAÇÃO

- Aspiração em grandes cavidades, cirurgias ortopédicas e afastamento de órgãos.

### DESCRIÇÃO

- Ponteira rígida ou flexível acompanhada por extensão de PVC com 3m.
- Material atóxico e descartável.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRÍÇÃO	ANVISA	CAIXA
1230	DRENOSUCZAMM EXTRA	E, 20/8 x 3,0m	10216350054	30
1222	DRENOSUCZAMM SOFT LONGO 18/7	E, 18/7 x 3,0m	10216350054	30

SV	Sem Válvula
E	Estéril
NE	Não estéril
V	Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.



# MULTIZAMM MAX



## INDICAÇÃO

- Coleta de secreções e expurgo, através de aspiração.

## DESCRIÇÃO

- Frasco rígido de PVC cristal, graduado de 100/100ml, com capacidade de 2.000ml, 3.500ml e 5.000ml.
- Tampa com rosca rápida.
- Válvula antirrefluxo com filtro bacteriológico.

- Duas extensões de PVC cristal de 2,5m (via paciente e vácuo) com clamp, conector universal em PVC e adaptador de 1/4" na via de aspiração.
- Disponível para lipoaspiração em 2.000ml ou 3.000ml, via paciente e vácuo com 3m.
- Material atóxico e descartável.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO ou não estéril.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
15052	MULTIZAMM MAX 3500ml	E, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350109	09
15151	MULTIZAMM MAX 3500ml NÃO ESTÉRIL	NE, V, Paciente 3/16" x 2,50m, Vácuo 1/4" x 2,50m	10216350110	20
15061	MULTIZAMM MAX 5000ml	E, V, Paciente 3/16" x 2,50m, Vácuo 1/4" x 2,50m	10216350109	07
15162	MULTIZAMM MAX 5000ml NÃO ESTÉRIL	NE, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350110	18
15057	MULTIZAMM MAX 3500ml	E, Paciente 1/4" x 3,0m, Vácuo 1/4" x 3,0m, para lipo	10216350110	09
15047	MULTIZAMM MAX 2000ml	E, Paciente 1/4" x 3,0m, Vácuo 1/4" x 3,0m, para lipo	10216350110	09

SV      Sem Válvula  
 E      Estéril  
 NE      Não estéril  
 V      Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

# MULTIZAMM ECO



## INDICAÇÃO

- Coleta de secreções e expurgo, através de aspiração.
- Diminui o volume de resíduo hospitalar e da quantidade de plástico descartado, além da diminuição do espaço de armazenagem.

## Descrição

- Reservatório de 1.000ml, 2.000ml e 3.000ml.
- Válvula antirreflujo na conexão do paciente que evita o extravasamento do conteúdo do frasco durante o transporte.
- Válvula antirreflujo com filtro bacteriológico para proteção da rede de vácuo.
- Livre de látex.
- Não estéril.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRÍÇÃO	ANVISA	CAIXA
1507	MULTIZAMM ECO 2000ml	NE, SV, Tampa Branca	10216350094	25
1508	MULTIZAMM ECO 2000ml	NE, SV, Tampa Verde	10216350094	25
1562	MULTIZAMM ECO V 3000ml	NE, V, Tampa Verde	10216350102	20
1563	MULTIZAMM ECO 3000 B	NE, SV, tampa Branca	10216350094	20
1564	MULTIZAMM ECO 1000ml SEM EXTENSÃO	Carrinho para suporte 3L, 4x1	10216350102	1
1565	MULTIZAMM ECO 1000ml SEM EXTENSÃO	Carrinho para suporte 3L, 2x2	10216350102	1
1567	SUPORTE P/ COL. MULTIZAMM ECO 2000	SUPORTE P/ COL. MULTIZAMM ECO 2000	10216350102	1
1590	FRASCO MULTIZAMM ECO 2000ml	Frasco rígido reutilizável	10216350102	1
1594	SUPORTE P/ COL. MULTIZAMM ECO 2000 (2 X 2)	Carrinho para suporte 2L, 2 X 2	10216350102	1
1596	MULTIZAMM ECO 1000ml	NE, V, Tampa Verde	10216350102	25
1599	FRASCO MULTIZAMM ECO 1000ML	Frasco rígido com suporte de parede	10216350102	1
1600	SUPORTE DE PAREDE MULTIZAMM ECO	SUPORTE DE PAREDE MULTIZAMM ECO	10216350102	1

SV	Sem Válvula
E	Estéril
NE	Não estéril
V	Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

# STERZAMM



## INDICAÇÃO

- Aspiração das vias aéreas através de cateter, sistema fechado de aspiração ou broncoscopia.
- Aspiração do conteúdo gástrico ou intestinal durante os exames de endoscopia e colonoscopia.

\* Manômetro para visualização. Não incluso.

## DESCRIÇÃO

- Frasco de PVC cristal rígido, graduado a cada 100 ml, com capacidade de 1.000ml.
- Tampa com rosca interna e válvula antirreflujo com filtro bacteriológico.
- Rosca externa para conexão no vacuômetro.
- Extensão de PVC cristal com clamp e conector de PVC cristal e tampa protetora.
- Manômetro não incluso.
- Livre de látex
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1483	KIT STERZAMM 1000ml PLUS	E, V, via paciente	10216350091	20

SV	Sem Válvula
E	Estéril
NE	Não estéril
V	Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

# ZAMMIVAC



## INDICAÇÃO

- Conjunto para aspiração por sucção contínua no pós-operatório.

## DESCRIÇÃO

- Sistema de sucção contínua a vácuo, com reservatório de PE (polietileno) sanfonado e capacidade de 600ml.
- Drenos nos diâmetros 3,2mm, 4,8mm e 6,4mm.
- Fole graduado e conector em "Y" de PVC.
- Isento de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1102I	ZAMMIVAC 3,2mm - 10FR - 1/8"	3,2mm - 10FR - 1/8" AGULHA 151mm, 20° E 28°	10216350056	6/12/36
1112I	ZAMMIVAC 4,8mm - 14FR - 3/16"	4,8mm - 14FR - 3/16" AGULHA 151mm, 20° E 28°	10216350056	6/12/36
1123I	ZAMMIVAC 6,4mm - 18FR - 1/4"	6,4mm - 18FR - 1/4" AGULHA 148mm, 20° E 28°	10216350056	6/12/36

\*Código do produto com I (i)

SV	Sem Válvula
E	Estéril
NE	Não estéril
V	Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.



DRENAGEM TORÁCICA

## DRENOZAMM



### INDICAÇÃO

- Drenagem de tórax, pleural e mediastinal.

### ESPECIFICAÇÕES

- Dreno de tórax radiopaco.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
2201	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 10	E, 10 Frenchs, 0,45m	10216350112	1
2205	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 12	E, 12 Frenchs, 0,45m	10216350112	1
2210	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 14	E, 14 Frenchs, 0,45m	10216350112	1
2216	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 16	E, 16 Frenchs, 0,45m	10216350112	1
2220	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 18	E, 18 Frenchs, 0,43m	10216350112	1
2225	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 20	E, 20 Frenchs, 0,43m	10216350112	1
2230	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 22	E, 22 Frenchs, 0,43m	10216350112	1
2235	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 24	E, 24 Frenchs, 0,43m	10216350112	1
2240	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 26	E, 26 Frenchs, 0,43m	10216350112	1
2245	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 28	E, 28 Frenchs, 0,47m	10216350112	1
2250	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 30	E, 30 Frenchs, 0,47m	10216350112	1
2255	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 32	E, 32 Frenchs, 0,47m	10216350112	1
2260	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 34	E, 34 Frenchs, 0,47m	10216350112	1
2265	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 36	E, 36 Frenchs, 0,47m	10216350112	1
2270	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 38	E, 38 Frenchs, 0,47m	10216350112	1
2275	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 40	E, 40 Frenchs, 0,47m	10216350112	1

SV Sem Válvula  
 E Estéril  
 NE Não estéril  
 V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

## PLEUROZAMM



### INDICAÇÃO

- Controle da pressão negativa constante e programada para reexpansão pulmonar.

### Descrição

- Frasco aspirador para de PVC cristal rígido com capacidade de 1.500ml, graduado de 50/50ml e centimetrado.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
3415	PLEUROZAMM	E, SV, 3 vias	10216359004	16

## TOROZAMM



### INDICAÇÃO

- Coleta de drenagem torácica.

### Descrição

- Frasco de PVC cristal rígido, graduado a cada 50ml, com capacidade de 100ml, 250ml, 500ml, 1.000 e 2.000 ml.
- Tampa de rosca rápida com 2 vias. Via do paciente com identificação, extensão de PVC cristal com 1,20m, pinça plana corta-fluxo e espiral plástico para impedir o acotovelamento da extensão que alcança o fundo do frasco (selo d'água).
- Segunda via aberta para o ambiente, também servindo como extensão do dreno.

- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
6100	TOROZAMM INFANTIL 100ml	E, Selo d'água	10216359009	26
6150	TOROZAMM S 250ml PVC	E, Selo d'água	10216350066	20
6200	TOROZAMM S 500ml PVC	E, Selo d'água	10216350066	12
6400	TOROZAMM S 1000ml PVC	E, Selo d'água	10216350066	26
6601	TOROZAMM S 2000 ml PVC	E, Selo d'água	10216350066	16

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

# ARTROZAMM



## INDICAÇÃO

- Irrigação de alto fluxo em procedimentos de abordagem artroscópica e cirurgias urológicas.

## DESCRÍÇÃO

- Equipo de PVC cristal em duas ou quatro vias, com diâmetro de 1/4". Cada via oferece ponta perfuradora, tampa e pinça corta-fluxo.
- Conector de PVC cristal em sua extremidade.
- Conector opcional luer lock.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
12003	ARTROZAMM 2 VIAS	E, 1/4" x 2,0m, com luer lock	10216350113	25
12004	ARTROZAMM 2 VIAS	E, 1/4" x 2,0m, sem luer lock	10216350113	15
12006	ARTROZAMM 4 VIAS	E, 1/4" x 2,0m, com luer lock	10216350113	25
12007	ARTROZAMM 4 VIAS	E, 1/4" x 2,0m, sem luer lock	10216350113	15

SV Sem Válvula  
 E Estéril  
 NE Não estéril  
 V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

## PERFUZAMM 2 VIAS



### INDICAÇÃO

- Perfusion de órgãos para transplante.

### DESCRIÇÃO

- Equipo de PVC em duas vias, com diâmetro 1/4", pontas perfurantes mais tampas protetoras e pinça corta fluxo reguladora em cada uma das vias.
- Câmara gotejadora e conector em PVC em sua extremidade.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIPÇÃO	ANVISA	CAIXA
8130	PERFUZAMM 2 VIAS	E	10216350080	20

## IRRIGAZAMM C



### INDICAÇÃO

- Acessório para auxiliar em procedimentos que necessitam de irrigação com soluções (soro fisiológico, água destilada) em bolsas de sistema fechado.

### DESCRIÇÃO

- Comprimento: 20 cm.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIPÇÃO	ANVISA	CAIXA
8125	IRRIGAZAMM C	E, 20 cm	10216350077	250

SV	Sem Válvula
E	Estéril
NE	Não estéril
V	Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

# EXTENSÃO PARA CENTRO CIRÚRGICO



## INDICAÇÃO

- Extensão para procedimentos cirúrgicos, condução de gases e aspiração.

## DESCRIÇÃO

- Extensão de PVC cristal transparente atóxico em grau médio, em diferentes diâmetros e comprimentos.
- Conectores de PVC flexível, graduado ou liso em suas extremidades.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
9532	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6mm - 2,0 m	E, 5,6mm, 2,0m, conector graduado	10216359002	80
9543	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6mm - 3,0 m	E, 5,6mm, 3,0m, conector graduado	10216359002	80
9544*	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 6,4mm - 3,0 m	E, 6,4mm, 3,0m, conector graduado	10216359002	50
9553	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6mm - 6,0 m	E, 5,6mm, 6,0m, conector graduado	10216359002	25
9563	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6mm - 4,0 m	E, 5,6mm, 4,0m, conector graduado	10216359002	50
9753	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 9,5 mm - 3,0m	E, 9,5mm, 3,0m, conector liso	10216359002	20

\*Sob encomenda: mínimo de 4.200 unidades.

SV	Sem Válvula
E	Estéril
NE	Não estéril
V	Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

## EXTENSÃO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA



### INDICAÇÃO

- Insuflador de CO<sub>2</sub> para videolaparoscopia.

### DESCRIÇÃO

- Extensão de PVC cristal atóxico, com 1/4" e 3m de comprimento.
- Filtro para barreira bacteriana e viral.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
8721	EXTENSÃO IVL	E, conector flexível	10216350093	25

## OXIZAMM



### INDICAÇÃO

- Tubo de pvc para intermediar dispositivos médicos às linhas de oxigênio.

### DESCRIÇÃO

- Extensão de PVC cristal, na cor verde, 3/16".
- Em 1,5m, 2,0m ou 3,0m de comprimento.
- Conectores de PVC flexível de 1/4" nas extremidades.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
9565	EXTENSÃO HOSPITALAR OX 4,7mm - 1,5m	E, 4,7mm, 1,5m com conector liso	10216359002	120
9566	EXTENSÃO HOSPITALAR OX 4,7mm - 2,0m	E, 4,7mm, 2,0m com conector liso	10216359002	110
9569*	EXTENSÃO HOSPITALAR OX 4,7mm - 3,0m	E, 4,7mm, 3,0m com conector liso	10216359002	100

\* Sob encomenda: mínimo de 5.600 unidades.

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

## UROZAMM STAR



### INDICAÇÃO

- Coleta e mensuração de diurese do paciente sob cateterismo vesical.

### DESCRIÇÃO

- Bolsa coletora de urina em sistema fechado, antirrefluxo, com capacidade de 2.000ml, com graduação a partir de 25ml.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

## UROZAMM TOP



### INDICAÇÃO

- Coleta e mensuração de diurese do paciente sob cateterismo vesical.

### DESCRIÇÃO

- Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade de 2.000ml, graduada a partir de 25ml, com Câmara de Pasteur, válvula antirrefluxo com filtro hidrofóbico.
- Válvula de drenagem em "T" com coldre protetor.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRÍÇÃO	ANVISA	CAIXA
5195	UROZAMM STAR	E, Bolsa 2.000ml	10216359008	50
5190	UROZAMM TOP	E, Bolsa 2.000ml, Câmara Pasteur, filtro e valvula de descarte com protetor	10216350095	20

SV      Sem Válvula  
 E      Estéril  
 NE      Não estéril  
 V      Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

# UROZAMM DIURESE HORÁRIA



## INDICAÇÃO

- Para monitoramento e mensuração horária com precisão, para controle hídrico efetivo das eliminações vesicais em sistema fechado.

## DESCRIÇÃO

- Conjunto de medição de diurese horária em sistema fechado, com câmara graduada rígida de resina com capacidade de 500 ml e bolsa de 2000ml.

- Válvula antirrefluxo integrada à bolsa coletora, que impede o refluxo de urina para a câmara de gotejamento.
- Controlador de fluxo para drenagem e esvaziamento na parte inferior da câmara de gotejamento.
- Dispositivo para a coleta de amostra de urina, que permite várias punções.
- Pinça de fixação antitração, que evita o tracionamento do cateter vesical pelo peso do sistema.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRÍÇÃO	ANVISA	CAIXA
5180	UROZAMM DH METER	E, camara rígida 500ml, bolsa 2.000ml	10216350092	10

SV	Sem Válvula
E	Estéril
NE	Não estéril
V	Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

## CANETA PARA MARCAÇÃO CIRÚRGICA



### INDICAÇÃO

- Para uso exclusivo na marcação da pele dos pacientes antes de cirurgias.
- Uso médico.
- Contra-indicação: não recomendado para pacientes que sejam sensíveis à violeta genciana.

### DESCRIÇÃO

- Tinta à base de violeta genciana, agente antifúngico e antibacteriano - Não tóxico – Não irritante.
- Ponta de 1mm.
- Acompanha régua de 12 cm para medir e auxiliar o traçado.
- Esterilizado por Raio gama.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
10452	CANETA P/ MARCAÇÃO CIRURGICA	E, REGULAR, PONTA 1MM	10216350107	25

SV	Sem Válvula
E	Estéril
NE	Não estéril
V	Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.



## RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

A SUSTENTABILIDADE NÃO É APENAS DISCURSO EM NOSSA EMPRESA, É UMA FILOSOFIA DE TRABALHO.

A preocupação com o meio ambiente faz parte de nossa história há alguns anos. Adotamos plano de Gerenciamento de Resíduos para que os mesmos não sejam descartados inadequadamente na natureza.

Como parte deste plano, é realizada a classificação, quantificação, segregação, acondicionamento e armazenamento dos resíduos em recipientes apropriados e designados para cada tipo, disponibilizados em local espedífico para posterior coleta e destinação final por empresas terceirizadas. Os efluentes sanitários são tratados na própria empresa através da ETE – Estação de tratamento de esgoto.

São realizadas análises ambientais para fins de monitoramento deste sistema, treinamentos e disponibilizados kits para emergências ambientais.

## NOSSOS DIFERENCIAIS

Buscamos a melhoria da qualidade e o desenvolvimento de produtos que possam satisfazer as necessidades do mercado e segurança do paciente. Estamos abertos à criação de novos elementos que venham contribuir com o tratamento, obedecendo a um cronograma de prioridades e atendendo às regulamentações vigentes.

- Investimos em pesquisa e desenvolvimento com Centro de P&D próprio. Participamos e visitamos os principais Congressos Mundiais sempre atentos às novas técnicas e tecnologia.
- Nossa unidade de esterilização de Óxido de Etileno realiza o processo de acordo com a legislação vigente. Esta instalação viabiliza o fluxo contínuo de produção, sem intermediários, contribuindo para a garantia do produto final.
- Toda a fábrica segue a regulamentação, em ambiente controlado, colaboradores treinados e capacitados para garantir a qualidade e segurança dos produtos para saúde.
- Laboratório de Qualidade próprio, qualificado para realização de testes e ensaios.
- Buscamos o atendimento contínuo dos requisitos da RDC °16/2013- ANVISA - Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos (BPFPM) - ANVISA.



ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

RUA BERNARDO DE VASCONCELOS, 992 PARQUE SANTA LÚCIA, DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CEP: 25251-300 TEL RJ: 21 2677-1500 | SP: 11 5574-5767 | FALECONOSCO@ZAMMI.COM.BR

[www.zammi.com.br](http://www.zammi.com.br)

Abril2020